

Spezialreiniger Steckbeckenreiniger

Steckbeckenreiniger – Professionelle Reinigungslösung für Bettpfannen und Urinflaschen

Unser **flüssiger Steckbeckenreiniger** ist eine hochwirksame Reinigungslösung speziell für die **maschinelle Reinigung** von medizinischen Utensilien wie **Bettpfannen, Urinflaschen und Steckbecken**. Dank seiner kraftvollen, aber schonenden Formel entfernt er zuverlässig **Urinrückstände, Kalkablagerungen, Gerüche und Keime** – für eine hygienisch einwandfreie Aufbereitung.

Vorteile auf einen Blick:

- ✓ **Hochkonzentrierte Reinigungsformel** – Schnelle und gründliche Entfernung von organischen Verschmutzungen
- ✓ **Desinfizierende Wirkung** – Reduziert Bakterien und Gerüche zuverlässig
- ✓ **Maschinenkompatibel** – Ideal für die Aufbereitung in **Wasch- und Desinfektionsautomaten**
- ✓ **Materialschonend** – Sicher für Kunststoff (PE, PP) und Edelstahl
- ✓ **Einfache Dosierung** – Wirtschaftlich durch Konzentrat-Formel

Anwendung:

1. Geben Sie die empfohlene Menge des Steckbeckenreinigers in den Reinigungsautomaten.
2. Legen Sie Bettpfannen, Urinflaschen oder Steckbecken in die Maschine.
3. Starten Sie den Reinigungs- und Desinfektionszyklus gemäß Herstellerangaben.

Einsatzbereiche:

- **Krankenhäuser & Pflegeheime**
- **Mobile Pflegedienste**
- **Reha-Einrichtungen & Sanitätshäuser**

Hygienisch rein – einfach und effizient!

Mit unserem **Steckbeckenreiniger** gewährleisten Sie eine **professionelle, keimreduzierte Aufbereitung** – für mehr Sicherheit und Hygiene in der Patientenversorgung.

Produktbeschaffenheit: Klare, farblose Flüssigkeit mit angenehmem Duft.

ph-Wert (Konzentrat):

7	8	9	10	11
---	---	---	----	----

Inhaltsstoffe: Nach Detergenzienverordnung 648/2004/EG:
 Nichtionische Tenside: Unter 5 %
 Anionische Tenside: Unter 5 %
 Phosphate: Unter 5 % Phosphonate: Unter 5 %

Verpackung: 1000 l Gebinde

Art-Nr.: 411

Lager-Hinweis: Frostfrei lagern, vor Hitze schützen.

OTTO OEHME GMBH

D-90584 Allersberg | Industriestraße 20
 Telefon: 09176/9805-0 | Fax: 09176/9805-55
 Info@oehme-lorito.de | www.oehme-lorito.de

Alle Angaben in unserem Produktdatenblatt basieren auf langjährigen Erfahrungen, sowie Untersuchungen und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Verarbeitungsarten und Materialbeschaffenheiten im Objekt können jedoch im Einzelnen von uns nicht überprüft werden. Aus diesem Grund geben wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise wieder. Der Wert der Arbeiten hängt von der fachgerechten Ausführung durch den Anwender ab. Bei eventuellen Zweifeln über die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials verpflichtet sich der Anwender das Produkt an unauffälliger Stelle zu testen und sich gegebenenfalls anwendungstechnische Unterstützung einzuholen. Für unvollständige oder fehlerhafte Angaben im Datenblatt übernehmen wir keine Haftung. Alle vorhergehenden Produktdatenblätter verlieren mit diesem Datenblatt ihre Gültigkeit.